

AKR 750



**RÁPIDO.
COMPACTO.
TOTALMENTE AUTOMÁTICO.**



AKR 750

AUTO REFRACTOR E
CERATÔMETRO



essilor
Solutions
Oftalmologia





AUTO REFRAÇÃO E CERATÔMETRIA COMPLETA

- Um clique para medição binocular.
- Alta precisão na medição, até mesmo em pequenos diâmetros pupilares.
- Ampla variedade de medições: ceratometria periférica, excêntrica e tamanho de pupila
- Janela de escaneamento única com movimento suave e silencioso para criar conforto e atmosfera de exame sem estresse
- Ampla Tela de 7,5" de operação fácil e visibilidade otimizada
- Modos de medição automática e manual, proporcionando maior flexibilidade.

PRONTO PARA REDE DE REFRAÇÃO AUTOMATIZADA*

- Pode ser facilmente conectada ao refrator automático APH 550 para uma transmissão automática de dados objetivos de refração.

MEDIÇÃO DE REFRAÇÃO		MEDIÇÃO DE CERATOMETRIA	
Esférico	-30.00 D ~ +22.00 D (0.12/0.25D)	Raio da curvatura corneal	5.00 ~10.00 mm (0.01 mm)
Cilíndrico	-0.00 D ~ ±10.00 (0.12/0.25 D)	Refração corneal	67.5 D ~ 33.75 D (0.12 D / 0.25 D)
Eixo	0° ~ 180° (1°)	Astigmatismo corneal	0 D ~ ± 10 D (0.12 D / 0.25 D)
Diâmetro mínimo de pupila mensurável	ø 2.2 mm	Eixo de astigmatismo	0° bis 180° (1°)
MEDIÇÃO PD	85 mm (1 mm)	OPERAÇÃO	Automático - Manual
IMPRESSORA INTEGRADA	sim	DIMENSÕES E PESO	260(L) x 442(P) x 445(A) mm - 16 kg
TERMINAL EXTERIOR DE SAÍDA	RS 232C, USB	FONTE DE ENERGIA	100-240 V AC, 50-60 Hz, 90 VA

CE Conformity marking

ESSILOR INTERNATIONAL © - DMK - Cód. 114069 - AKR750 - Outubro 2020.
 Imagens meramente ilustrativas. Melhorias e atualizações podem alterar
 essas especificações e imagens sem aviso prévio.

FUNÇÕES DO PRODUTO



**Ceratometria
Central/Periférica**



Refração objetiva



**Comunicação
com APH 550**



Ligue Fácil:

0800 727 2007

www.essilorsolutions.com.br

**essilor
Solutions**